


Stolica za određivanje kalprotektina se uzima u posebne posudice s tekućinom koju treba prethodno preuzeti na šalteru laboratorija u zelenoj zgradi.

UPOZORENJE: Ukoliko je stolica potpuno tekuća, uzorak dostaviti u laboratorij u običnoj posudici s navojem koja se kupi u ljekarni.




Uzorak stolice sakupiti u suhu, čistu posudu ili na čvrsti i čisti komad kartona.

Posudicu s tekućinom otvoriti **držeći za crveni navoj** i **okretanjem bijelog čepa suprotno** od kazaljke na satu.



Pažljivo izvući bijeli štapić i umočiti ga u stolicu na više mjesta tako da **svi utori na štapiću budu napunjeni**.

Višak stolice (izvan utora) obavezno ukloniti.



Vratiti bijeli štapić u posudicu s tekućinom i posudicu zatvoriti držeći za crveni navoj i okretanjem bijelog čepa u smjeru kazaljke na satu.

Napisati ime, prezime i datum rođenja na posudicu.

Uzorak pohraniti na 2-8°C do slanja u laboratorij.

Priredile: Ž. Vogrinc, A. Turčić, M. Fuček